

## Promadent erweitert Software BISS um Tray-Generator

Abformlöffel schnell und einfach digital erstellen – das will die Fa. Promadent aus Nienhagen Nutzern ihrer Software BISS ermöglichen. Mit dem neuen Tray-Generator soll jede Art von Abformlöffeln gestaltet werden können. Anwender entwickeln damit entweder ein individuelles Löffeldesign oder können auf konfektionierte Vorlagen zurückgreifen. Ober- und Unterkiefermodell können gleichzeitig bearbeitet werden, je nach Bedarf kann die okklusale Ebene definiert werden. Es gibt verschiedene Bemaßungs- und 3-D-Werkzeuge, um den Löffel an die individuellen Wünsche anzupassen. Die Software, deren Oberfläche der des Model-Generators von Promadent ähnelt, merkt sich jeweils die vorhergehende Anwendung und greift darauf zurück. Alternativ ist es möglich, neue Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel des Spacers (Abstand Löffel zu Modell), Randgestaltung, Retentionen, Perforationen und Löffelstärke. Es können Öffnungen in der Löffelbasis (zum Beispiel offene Abformung) jedweder Geometrie angelegt werden. Um den Löffelgriff zu generieren, stehen ebenfalls verschiedene Optionen zur Verfügung.

Tray-Generator ist eine sogenannte Stand-Alone-Software ohne Lizenzgebühr. Es können alle Datenformate importiert und für alle 3-D-Drucker exportiert werden.

 Weitere Informationen unter [www.promadent.de](http://www.promadent.de)

